

# УВЛАЖНИТЕЛЬ КИСЛОРОДА

УВПК-ИМТ-01-МН – прямое соединение

УВПК-ИМТ-02-МН – шланговое соединение

Подключается к магистрали кислорода  
прямым либо шланговым соединением,  
выполненным по DIN 13260-2

Плавная регулировка потока

Подключение ёмкости к флоуметру  
резьбовым соединением 9/16 дюйма

Ёмкость увлажнения – 250 мл

Модуль нагрева и поддержания  
температуры воды в ёмкости

Световая индикация состояния работы

- Относительная влажность на выходе не менее 70%.
- Диапазон регулировки потока 0–15 л/мин.
- Автоклавируемые емкости увлажнения.
- Нагрев: 35–42 °С (шаг 1 °С).
- Взрослый и детский режимы работы.
- Гарантийный срок: 24 месяца.
- Регистрационное удостоверение МЗ РБ.

Предназначены для увлажнения, подогрева и подачи кислорода от магистральных линий снабжения к пациенту.

Увлажняющая емкость изготовлена из прозрачного небьющегося материала, имеет пузырьковый диффузор.



Подключается к магистрали кислорода  
прямым либо шланговым соединением,  
выполненным по DIN 13260-2

Плавная регулировка потока

Подключение емкости к флоуметру  
резьбовым соединением 9/16 дюйма

Емкости увлажнения – 250 мл

