

УВЛАЖНИТЕЛЬ КИСЛОРОДА

УВПК-ІМТ

Подключается к магистрали кислорода
прямым либо шланговым соединением,
выполненным по DIN 13260-2

Плавная регулировка потока

Подключение емкости к флоуметру
резьбовым соединением 9/16 дюйма

Емкости увлажнения – 250 мл

- Относительная влажность на выходе не менее 70%
- Диапазон регулировки потока 0–15 л/мин
- Автоклавируемые емкости увлажнения
- Регистрационное удостоверение МЗ РБ

Предназначены для увлажнения и подачи кислорода от магистральных линий снабжения к пациенту.

Увлажняющая емкость изготовлена из прозрачного небьющегося материала, имеет пузырьковый диффузор.

